

BATERÍA PARA EQUIPO DEA CARDIAC POWER HEART 3G

BATTERY FOR DEA CARDIAC POWER HEART G3 EQUIPMENT

SKU: 252301810287



INFORMACIÓN

- Empaque: Bolsa unidad
- Caja máster: 1 unidad

INFORMATION

- Packing: Bag unit
- Master box: 1 unit

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Length	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	5	7	23,5	0,3
Caja máster / Master box	5	7	23,5	0,3

CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- EN ISO 14971:2012
- EN 1041:2008.
- EN ISO 10993-1:2009/AC: 2010
- EN ISO 13485:2016



DESCRIPCIÓN

Batería de litio IntelliSense de grado médico para alimentar su DEA de Powerheart. Fácil de mantener, asegura que su dispositivo esté listo para proporcionar desfibrilación de grado profesional. Para uso con los DEA 3G.

DESCRIPTION

Medical grade IntelliSense lithium battery to power your Powerheart AED. Easy to maintain, it ensures your device is ready to provide professional defibrillation. For use with the G3 AED.

CARACTERÍSTICAS

Tensión de salida: 12 V de CC. Baterías no recargables. Contenido de litio: 9,2 g. Número de descargas: 290 descargas.

CHARACTERISTICS

Output voltage: 12 V DC. Non-rechargeable batteries. Lithium content: 9.2 g. Number of downloads: 290 downloads.

GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: contacto@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

ADVERTENCIAS

No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo. En caso de recargar la batería, existe riesgo de explosión o incendio. Contenido presurizado. No se debe recargar, cortocircuitar, perforar, deformar ni exponer a temperaturas superiores a 65 °C (149 °F). Retire la batería cuando se haya descargado. Recicle o deseche la batería de litio según la legislación federal, estatal y local. Para evitar el riesgo de incendio y explosión, no queme ni incinere la batería.

WARNINGS

Failure to follow the manufacturer's recommendations may cause equipment damage. Highly aggressive environments can cause component wear, which is why it is necessary to constantly check the condition of the equipment. In case of recharging the battery, there is a risk of explosion or fire. Pressurized content. Do not recharge, short circuit, puncture, deform, or expose to temperatures above 65°C (149°F). Remove the battery when it is discharged. Please recycle or dispose of the lithium battery according to federal, state and local laws. To avoid the risk of fire and explosion, do not burn or incinerate the battery.

APLICACIÓN

Para equipo DEA Cardiac Power Heart 3G.

USES

For AED Cardiac Power Heart G3 equipment.