

## MASCARILLA 3 PLIEGUES STEELPRO (50 UNIDADES)

### STEELPRO 3-FOLD MASK (50 UNITS)

SKU: 201900960204



#### INFORMACIÓN

- Empaque: Caja
- Caja inner: 50 unidades
- Caja máster: 40 cajas inner

#### INFORMATION

- Packing: Box
- Inner box: 50 units
- Master box: 40 inner boxes

Dimensiones (cm)/ Dimensions (cm)	Largo/ Lenght	Ancho/ Width	Alto/ Height	Peso (kg.)/ Weight (kg.)
Producto / Product	17	5	9,5	0,008
Caja inner / Inner box	18	10	8,5	0,4
Caja máster / Master box	52	38	30	16,8

#### CERTIFICACIONES/ APPROVALS

- Filtración bacteriana: NCh 14683:2021 Anexo B: BFE % 99,6
- NCh 4683:2021 Anexo C
- ISO22609:2004
- NCh:2021 Anexo D
- NCh 14683:2021
- UNE EN2019 + AC 2019
- Executive Standard: GB/T322610-2016

#### DESCRIPCIÓN

Mascarilla quirúrgica desechable de tres pliegues. Brinda una cómoda e higiénica protección. Esta mascarilla está diseñada para ser utilizada en ambientes clínicos, manipulación de alimentos o en cualquier otro proceso productivo que requiera una barrera de control sanitario entre el usuario y el ambiente.

#### DESCRIPTION

Mascarilla quirúrgica desechable de tres pliegues. Brinda una cómoda e higiénica protección. Esta mascarilla está diseñada para ser utilizada en el entorno clínico, manipulación de alimentos o en cualquier otro proceso productivo que requiera una barrera de control sanitario entre el usuario y el ambiente.

#### CARACTERÍSTICAS

Tres pliegues que permiten un ajuste universal. Talla única. Banda de ajuste elástica tipo lazo. Material polipropileno resistente a la humedad. 70% PP fabricada en tela no tejida (capa externa/capa interna). 30% tejido filtrante fundido (capa de filtro).

#### CHARACTERISTICS

Tres pliegues que permiten un ajuste universal. Banda de ajuste elástica tipo lazo. Material polipropileno resistente a la humedad. 70% PP fabricado en tela no tejida (capa externa/capa interna). 30% tejido filtrante fundido (capa de filtro).

#### GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a [asistencia@steelprosafety.com](mailto:asistencia@steelprosafety.com). El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

#### WARRANTY

If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: [asistencia@steelprosafety.com](mailto:asistencia@steelprosafety.com). The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.

#### APLICACIÓN

Sector salud, industria de alimentos.

#### USES

Health sector, food industry.

#### ADVERTENCIAS

Mantener en un lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30 °C. Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.

#### WARNINGS

Keep in a cool and dry place. Temperature 5 to 30 °C. Disposable product for single use. Do not reuse.